

抗菌作用で食材を守る 透明抗菌シート

- 付着した細菌(大腸菌など)の繁殖を抑えます。
- 抗菌効果は長時間持続しますが、一度のご使用で必ず取り換えて下さい。
- 「抗菌」は「殺菌」ではありません。
食品の急速な殺菌・抗菌は期待しないでください。
- すでに細菌に汚染された食品に対する効果はありません。



抗菌 防カビ 無臭

ワサビ・カラシの持つ抗菌力 ワサパール




NEW

日本の食を支えるワサビ・カラシに含まれる抗菌成分、アリルイソチオシアネートに着目し、開発された抗菌PPシート。透明度が高く、お料理の彩りを邪魔しません。

有効成分の蒸散性が高いため、お料理の80%を覆うだけで効率よく鮮度保持と抗菌効果、防カビ効果が得られます。おせちや弁当などの食品の衛生管理や品質保持にどうぞ。

※表面の80%を覆うことで、
密閉された食品全体を抗菌することが出来ます。
※常温では無臭、湿度40%以下では刺激臭はありません。



ワサパール透明徐放抗菌シート(100枚入)
01 (64938) 16cm角 2,830円
約16×16cm ※6.5寸のおせち重適合 (1枚当り28.3円)
02 (64939) 18cm角 4,900円
約18×18cm ※7寸のおせち重適合 (1枚当り49円)

両面 PP(ポリプロピレン) PP(ポリプロピレン)

ワサパール・ご使用上の注意


- 使用する直前に開封し、必要量を取り出しご使用ください。
- 容器はある程度気密性のあるものを使用し、食品の上に置いた後速やかにフタをしてください。
- オープンレンジでは使用できません。
- 必ず事前に食味試験を行ってください。

保存上のご注意

- 保存時には冷蔵所で密封保存して下さい。高温化では有効成分及び品質が低下します。
- 使用後残った製品は本製品の袋に速やかに戻し、袋の口をしっかり閉じて冷蔵保管いただき、なるべく早く使い切ってください。

〈ワサパール抗菌シート抗力試験〉

試験期間: (財)日本食品分析センター35℃ 24時間後の菌数を測定



OPクリアシート・抗菌タイプ

両面 PP(ポリプロピレン)



完全透明でお値打ちな
抗菌クリアシート。

OPクリアシート・抗菌タイプ(100枚入)
03 (65322) 6寸 1,600円
約18×18cm※6.5寸のおせち重適合 (1枚当り16円)
04 (65323) 6.5寸 1,800円
約19.5×19.5cm ※7寸のおせち重適合 (1枚当り18円)

〈抗菌力試験結果〉

試験菌	初期(菌数)	24時間後(菌数)	抗菌活性値
大腸菌	5.2×10 ⁵	<-0.20	6.2
黄色ブドウ球菌	5.1×10 ⁵	<-0.20	4.8

■ 抗菌加工製品の抗菌効果は、「JIS Z 2801」において抗菌活性値が2.0以上とすると定められています。

